

# BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

**REBOOTS** **ONE** **PRO**



DE/EN/FR/ES/IT

## VORBEMERKUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Geräts! Du wirst viel Freude damit haben! Wenn du mit deinem Reboots Produkt zufrieden bist, würden wir uns sehr über deine Empfehlung freuen.

Diese Anleitung beinhaltet Details, die vom Nutzer beachtet werden sollen, um Gefahren vorzubeugen und das Gerät sicher zu nutzen.

Solltest du Fragen zur Anwendung, zu Zubehör-Artikeln oder Anregungen haben, so zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren!

**Telefon:** +49 (0) 666 174 891 06

**Whatsapp:** +49 (0)157 35 98 09 53

**Mail:** [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)


**Web:** [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

**HelpDesk:** [help.reboots.com](http://help.reboots.com)

### BEVOR DU LOS LEGST

- Bitte lies die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor du das Gerät verwendest.
- Bewahre diese Bedienungsanleitung auf, um sie bei Bedarf lesen zu können.
- Bei bestimmten gesundheitlichen Bedingungen darf das Produkt nicht verwendet werden. Bitte lies aufmerksam die Liste der Kontraindikationen auf der letzten Seite durch.

## SCHRITT 1: VOR DER ANWENDUNG



1

### SCHLAUCH-SET UND MANSCHETTEN VERBINDEN

Befestige die Stecker der Schläuche mit den Anschlüssen an den Manschetten. Achte darauf, dass der längste Schlauch zur Kammer am Fuß gehört.

Tipp: Wir empfehlen, die Steckverbindungen anschließend nicht mehr zu lösen.

2

### SCHLAUCH-SET UND STEUERGERÄT VERBINDEN

An der Seite des Multi-Steckers befinden sich zwei Clips. Drücke diese und stecke anschließend den Multi-Stecker in das Gerät.

Tipp: Bitte stecke die kleinen Nippel des Multi-Steckers in die vorgesehenen Öffnungen oberhalb der Luftauslässe.

3

### NETZTEIL MIT DEM STEUERGERÄT VERBINDEN

Verbinde das Netzteil sowohl mit dem Gerät als auch mit einer Steckdose, um die Stromversorgung zu gewährleisten.

Tipp: Zum Schutz vor Verunreinigungen, empfehlen wir das Tragen einer dünnen Jogging-Hose bzw. Leggings. Achte auf leere Hosentaschen. Schließe außerdem die Reißverschlüsse der Manschetten komplett, um ein plötzliches Öffnen zu vermeiden. Achte darauf, die Schläuche während der Anwendung nicht zu knicken.

## SCHRITT 2: BEDIENUNG

5 Lege die Anwendungszeit fest.

6 Lege die Druckstufe fest.


7 Lege das Programm fest.

9 Starte die Anwendung.

De-/Aktiviert die  
Tastensperre.

8 Individualisiere deine  
Anwendung über die  
Zusatzfunktionen (siehe  
nächste Seite).

4 Schalte das Gerät ein.



## SCHRITT 2: BEDIENUNG - ZUSATZFUNKTIONEN



### KAMMERN DEAKTIVIEREN

- Um einzelne Kammern von der Massage auszuschließen, betätige die Zahlentaste unterhalb der Kammer.
- Sobald die Zahlentaste unterhalb der Kammer nicht mehr leuchtet, ist die Kammer deaktiviert.



### SEPARATEN KAMMERDRUCK EINSTELLEN (INDIVIDUAL PRESSURE)

- Stelle den gewünschten Zieldruck je gewählter Kammer ein.
- Aktiviere die Funktion durch Betätigen der Taste bis alle Zahlentasten unterhalb der Kammern blinken.
- Wähle anschließend die gewünschte Kammer aus und stelle den Zieldruck ein.
- Wiederhole die Schritte mit jeder gewünschten Kammer.
- Um deine Einstellungen zu speichern, betätige die Taste erneut durch längeres Drücken.
- Das blinkende Symbol zeigt dir, dass du die Funktion erfolgreich aktiviert hast.



### INTERVALL - TIMER EINSTELLEN (INTERVAL)

- Stelle die Pausendauer zwischen zwei Massage-Intervallen ein.
- Der Intervall-Timer beginnt nach Ablauf des Hold-Timers der letzten Kammer(n) des Massage-Intervalls eines beliebigen Programms.
- Der Zeitraum ist mittels Tastendruck von 0-50s in 10s-Schritten einstellbar.



### HOLD - TIMER EINSTELLEN (HOLD)

- Hält den Zieldruck über einen definierbaren Zeitraum in der / den aktiven Kammern
- Der Hold-Timer beginnt bei Erreichen des Zieldrucks der Kammer(n).
- Der Zeitraum ist mittels Tastendruck von 0-5s in 1s-Schritten einstellbar.

## SCHRITT 3: MASSAGE GENIEßEN

### MASSAGEPROGRAMME A-H:

Die Luftkammern der Beinmanschetten werden entsprechend des gewählten Programms befüllt. So entsteht eine optimale gleitende Druckwellenmassage für ein erholsames Gefühl an beiden Beinen. Dauer und Druck, sowie sämtliche optionalen Zusatzfunktionen, können auch während der Massage noch verändert werden.



## SCHRITT 4: BEENDIGUNG UND ABBAU

Nach Ablauf der eingestellten Zeit oder nach Betätigen des Aus-Schalters, ziehe den Multi-Stecker aus dem Gerät. Wenn du dich während der Massage nicht wohl fühlst, kannst du die Anwendung auch jederzeit spontan beenden.

Öffne anschließend die Manschetten. Um die Luftkammern nach der Anwendung schnell zu entlüften, drücke mit beiden Händen auf die Luftkammern.

Die grauen Manschettenstecker der Schläuche können mit der Manschette dauerhaft verbunden bleiben.

Zur Aufbewahrung lege die Manschetten (inkl. der Schläuche) übereinander. Rolle diese dann anschließend locker zusammen.

Zur Reinigung der Manschetten genügt ein feuchtes Tuch mit schonendem Reinigungsmittel. Lasse die Manschetten gründlich trocknen.


## FEHLERBEHEBUNG

### ES STRÖMT (HÖRBAR) LUFT AUS

1. Überprüfe die Schläuche und die Stecker auf Schäden bzw. Knicke, die zu einem Luftstau führen könnten.
2. Überprüfe den korrekten Sitz des Multi-Steckers im Anschluss des Steuergeräts.

# FEHLERBEHEBUNG

## DAS GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

1. Überprüfe ob der Netzstecker korrekt im Gerät und der Steckdose eingesteckt ist.
2. Falls sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, entferne den Netzstecker vom Gerät. Drehe das Gerät um und schraube den Sicherungshalter mit der Aufschrift "FUSE" auf der Geräteunterseite komplett mittels eines Schraubenziehers heraus. Prüfe, ob die darin befindliche Sicherung  intakt ist.
3. Sofern die Sicherung intakt ist, schraube diese wieder komplett ins Gerät und wende dich an unseren Kundenservice. Sollte die Sicherung beschädigt sein, tausche diese gegen eine handelsübliche Feinsicherung (träge (TR); 3,15A; 5x20mm) aus.

## DIE MANSCHETTEN PUMPEN SICH IN DER FALSCHEN REIHENFOLGE AUF

1. Stelle sicher, dass der Multi-Stecker korrekt herum in das Steuergerät gesteckt wurde. Der Multi-Stecker sitzt korrekt, wenn sich die kleinen Nippel des Multi-Steckers in den vorgesehenen Öffnungen oberhalb der Luftauslässe befinden.

## DAS STEUERGERÄT IST UNGEWÖHNLICH LAUT

1. Ungewöhnlich laut bedeutet, dass du dich während der Anwendung nicht mehr unterhalten bzw. entspannen kannst bzw. das Gerät einen Lautstärke-Pegel größer 75dB aufweist.
2. Die Ursache kann sein, dass die Transportschraube noch nicht entfernt wurde, welche zur Transportsicherung dient. Sollte dein Gerät noch über eine Transportschraube verfügen, normalerweise entfernen wir diese vor der Auslieferung, kannst du das Entfernen der Transportschraube leicht selber durchführen.
3. Öffne dazu die Abdeckung auf der Unterseite und entferne die Transportschraube und entsorge diese.



## LIEFERUMFANG & TECHNISCHE DATEN



Steuergerät



Netzstecker



Manschetten



Multi-Stecker-Schlauch-Set

Anzahl Programme	8
Anzahl Luftkammern	12
Gewicht [in kg]	-5
Leistungsabgabe [in W]	78
Netzfrequenz [in Hz]	50 / 60
Netzspannung [in V]	AC220-240
Zeiteinstellung [in min]	5-99
Pumpleistung [in l/min]	20-25
Druckleistung [in mmHg]	30-240
Abmessungen [in cm]	30 x 25 x 16
Schutzklasse	II/ <input type="checkbox"/>
Temperaturbereich [in °C] (Betrieb & Lagerung)	10-40
Luftfeuchtigkeit [in %] (Betrieb & Lagerung)	30-85
Sicherung	T 0,315 A H

# SICHERHEITSHINWEISE

Hebe diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf! Zerlege oder verbrenne das Gerät nicht. Reparaturen am Steuergerät dürfen nur durch von der Wellcosan GmbH autorisierte Fachkräfte vorgenommen werden, ansonsten droht der Garantieverlust. Bei Beschädigungen am Gerät, ziehe den Netzstecker und schalte das Gerät aus. Ziehe auch den Netzstecker und schalte es aus, wenn das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Verwende das Gerät nicht in feuchten Räumen. Stelle einen sicheren Stand des Geräts sicher. Setze das Gerät keinen Erschütterungen aus und wirf es nicht. Das Gerät darf während des Betriebs nicht von anderen Gegenständen abgedeckt sein. Achte darauf, dass sich die Schläuche während Benutzung und Lagerung nicht verdrehen oder abknicken. Halte das Gerät fern von Wärmequellen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper und Anderem). Wenn du das Gerät nicht benutzt, muss das Gerät ausgeschaltet sein. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität selbst aus.

# GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf das Steuergerät. Im Falle einer Störung kann es notwendig werden, das Gerät zur Prüfung ein zu schicken. Hierbei achte bitte darauf, dass der Versandkarton entsprechend ausgepolstert ist, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Für Defekte, die auf unsachgemäßen Versand zurückzuführen sind, können leider keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

**Garantiebedingungen:** Soweit gesetzliche Verpflichtung zur Gewährleistung besteht, wird unter Ausschluss des Rechts auf Wandlung oder Minderung, entweder kostenlos Ersatz geleistet bzw. erhält der Hersteller die Möglichkeit der Nachbesserung. Sollte die Nachbesserung trotz mehrerer Versuche nur mangelhaft ausfallen, oder auch ein Ersatzgerät mit einem vom Hersteller zu vertretenden Mangel behaftet sein, hat der Kunde Recht auf Wandlung oder Minderung.

Bei Nichtbenutzung ziehe zudem den Netzstecker. Entferne stets den Stecker aus der Steckdose bevor du das Gerät säuberst. Halte das Produkt von Kindern oder Personen fern, welche nicht in die Verwendung eingewiesen wurden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller oder Importeur die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten „wesentlichen Anforderungen“.



Diese Kennzeichnung auf dem Gerät bedeutet, dass du es am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgen darfst. Die Entsorgung lässt du bitte durch einen Elektronikschrottsortierer vornehmen.



Die Abkürzung UKCA steht für UK Conformity Assessed. Die Kennzeichnung ist eine Voraussetzung für die Vermarktung von Produkten innerhalb von Großbritannien.



**Garantieausschluss:** Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die durch gewaltsame Beschädigung, unsachgemäße Bedienung, Gewalteinwirkung von außen oder durch Veränderung und Reparaturmaßnahmen Dritter verursacht wurden wie z.B. Defekte, die durch falsch dimensionierte oder kurzgeschlossenen Sicherungen entstehen oder Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind.

**Garantie Voraussetzung:** Der Gewährleistungsanspruch besteht nur in Verbindung mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung). Bewahre daher den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Solltest du bei der Nutzung des Systems Probleme oder Fragen haben, stehen wir dir unter der Rufnummer +49 (0) 666 174 891 06 oder hallo@reboots.de gerne zur Verfügung.

## HAFTUNGSHINWEIS

Verwende dein Reboots Produkt optimalerweise nur nach Rücksprache mit deinem Arzt.

**Mögliche Kontraindikationen** können sein: Dekompensierte Herzinsuffizienz, Herzleistungsstörungen mit Wasser in den Beinen, Entzündungen der behandelten Körperstellen, bekannte oder vermutete Beinvenenthrombosen, Venenentzündung und arterielle Erkrankungen, Gangrän, Dermatitis, Arteriosklerose oder venöse Durchblutungsstörungen, offene, unbehandelte oder infizierte Wunden und Verletzungen, bei Schmerzen in den Beinen, Hautverletzungen, akuten Entzündungen, bösartigen Tumoren, Lungenödem, Bluthochdruck, ausgedehnter Thrombophlebitis, Thrombose oder Thromboseverdacht, Erysipel, schwere nicht eingestellte Hypertonie, akutes Weichteiltrauma der Extremitäten, Neuropathie oder okkludierenden Prozessen im Lymphabstrombereich.

**Zweckbestimmung:** Dein Reboots Produkt soll dir zu einem besseren Wohlbefinden und zur Entspannung dienen.

### HINWEIS:

Dein Reboots Produkt ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Selbstbehandlung. Bei Unsicherheiten frage bitte deinen Arzt.

### HERSTELLER:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27  
36381 Schlüchtern, Deutschland

Telefon: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)

web: [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

© Wellcosan GmbH 2022

# OPERATING INSTRUCTIONS

**REBOOTS** **ONE** **PRO**



**ENGLISH**

## PRELIMINARY REMARK

**Congratulations on the purchase of this device!** You will enjoy your Reboots very much! If you are satisfied with your Reboots Product, we would be very pleased if you submitted a review.

This guide includes details that should be taken into account by the user, to avoid risks, and to enable the safe use of the device.

Should you have any questions about its application, its accessories, or if you have suggestions, please do not hesitate to contact us! We are also happy to help you with any complications that develop during or after using the product.

**Telephone:** +49 (0) 666 174 891 06

**Whatsapp:** +49 (0)157 35 98 09 53

**Mail:** [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)


**Web:** [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

**HelpDesk:** [help.reboots.com](http://help.reboots.com)

### BEFORE YOU GET STARTED

- Please read the operating instructions carefully before using the device.
- Keep this user manual so you can consult it, if necessary.
- Reboots may not be used if you suffer from certain health conditions. Please read the list of contraindications carefully on last page.

## STEP 1: BEFORE USE



1

### CONNECT THE HOSE SET AND CUFFS

Connect the tubes to the connectors on the cuffs. Make sure the longest tube goes to the foot air chamber.

**Note:** We recommend that you do not detach the connectors after setup.

2

### CONNECT THE TUBE SET AND THE CONTROL UNIT

There are two clips on the side of the multi-plug. Depress the clips then insert the multi-plug into the control unit.

**Note:** Please insert the small fittings of the multi-plug into the openings found above the air outlets.


3

### CONNECT THE POWER SUPPLY TO THE CONTROL UNIT

Connect the power supply to both the control unit and an outlet to ensure power.

**Note:** To keep the device clean, we recommend wearing thin jogging pants or leggings. Keep pockets empty. Zip the cuffs completely closed to avoid sudden opening. Be careful not to kink the tubing during use.

## STEP 2: OPERATION



## STEP 2: OPERATION - ADDITIONAL FUNCTIONS



### DEACTIVATE AIR CHAMBERS

- To deactivate individual chambers, press the number button below the chamber.
- The air chamber is deactivated once the number button beneath the chamber is no longer illuminated.



### INDIVIDUAL CHAMBER PRESSURE SETTING (INDIVIDUAL PRESSURE)

- Adjusts the desired pressure for each selected chamber.
- Activate this function by holding the button until all number buttons below the chambers start blinking.
- Then select the desired chamber and enter the preferred pressure.
- Repeat these steps for each chamber as desired.
- Long press the button to save your settings.
- The flashing icon confirms that you successfully activated the function.



### INTERVAL TIMER SETTINGS (INTERVAL)

- Set the pause duration between two message intervals.
- The interval timer starts after the hold timer of the last chamber(s) message interval of any program has ended.
- The duration can be set from 0-50s in 10-second increments by button press.



### HOLD TIMER SETTINGS (HOLD)

- Maintain the desired pressure for a specified duration in an active chamber
- The hold timer starts when the chamber target pressure is reached.
- The duration can be adjusted from 0-5s in 1-second increments by button press.



## STEP 3: ENJOY THE MESSAGE

### MESSAGE PROGRAMS A-H:

The air chambers in the leg cuffs are filled based on the selected program. This creates an optimal and relaxing gliding pressure message on both legs. Duration and pressure, in addition to optional additional functions can also be adjusted during the message.



## STEP 4: STOPPING AND DISASSEMBLY

After the set time has elapsed or after pressing the off switch, remove the multi-plug from the device. If you don't feel well during the message, you can switch the system off at any time.

Once turned off, you can open the cuffs. To quickly deflate the air chambers after use, press on the air chambers with both hands.

The gray tube cuff connectors can be left permanently connected.

For storage, place the cuffs (incl. tubes) on top of each other. Then roll them loosely together.

The cuffs can be cleaned using a damp cloth and mild detergent. Allow the cuffs to dry thoroughly.


## TROUBLESHOOTING

### AIR IS ESCAPING (AUDIBLY)

1. Check the tubes and connectors for damage or kinks that could cause air to be trapped.
2. Make sure the multi-plug is seated correctly in the control unit.

# TROUBLESHOOTING

## THE DEVICE DOES NOT TURN ON

1. Make sure the power supply is seated correctly in the unit and plugged into an outlet.
2. If the device still won't turn on, remove the power supply from the device. Turn the device over and remove the fuse holder labeled "FUSE" on the bottom of the device using a screwdriver. Check whether the fuse  inside is intact.
3. If the fuse is intact, screw it fully back into the device and contact our customer service team. If the fuse is damaged, replace it with a commercially available thin wire fuse (slow blow (TR); 3.15A; 5x20mm).

## THE CUFFS INFLATE IN THE WRONG ORDER

1. Make sure the multi-plug is inserted in the control unit using the correct orientation. The multi-plug is seated correctly if the small fittings of the multi-plug are in the openings found above the air outlets.

## THE CONTROL UNIT IS UNUSUALLY LOUD

1. Unusually loud means that you're unable to carry on a conversation or relax during use or that the device's volume level exceeds 75dB.
2. This can also happen if the security screw included during transportation has not been removed. We normally remove the transportation security screw prior to delivery, however if your device still has one you can easily remove it yourself.
3. To do this, open the cover on the bottom then remove and dispose of the transportation screw.

## CONTENT & TECHNICAL DETAILS



Device




Power plug



Cuffs



Multi-Plug air hose set

Number of programmes	8
Number of air chambers	12
Weight [in kg]	~5
Power output [in W]	78
Mains frequency [in Hz]	50 / 60
Voltage [in V]	AC220-240
Timer setting [in min]	5-99
Pump output [in l/min]	20-25
Pressure [in mmHg]	30-240
Dimensions [in cm]	30 x 25 x 16
Protection class	II/ 
Temperature range [in °C] (use and storage)	10-40
Humidity [in %] (use and storage)	30-85
Fuse	T 0,315 A H

# SAFETY INSTRUCTIONS

Keep these operating instructions in a safe place! Do not disassemble or burn the unit. Repairs to the control unit may only be carried out by specialists authorised by Wellcosan GmbH, otherwise the warranty may be voided. In case of damage to the unit, pull out the mains plug and switch off the unit. Also disconnect the mains plug and switch it off if the unit has come into contact with water or other liquids. Do not use the unit in damp rooms. Ensure that the unit is standing securely. Do not subject the device to shocks or throw them. The unit must not be covered by other objects during operation. Make sure that the hoses do not twist or kink during use and storage. Keep the unit away from sources of heat (e.g. direct sunlight, radiators and others). When you are not using the unit, the unit must be switched off. The unit switches itself off after 10 minutes of inactivity.

## WARRANTY

We grant 24 months on the control unit. In the event of a malfunction, it may be necessary to send the unit in for inspection. In this case, please ensure that the shipping carton is appropriately padded in order to avoid possible transport damage. Unfortunately, no warranty claims can be made for defects that are due to improper shipping. **Warranty conditions:** Insofar as there is a legal obligation to provide a warranty, either a replacement will be provided free of charge or the manufacturer will be given the opportunity to rectify the defect, to the exclusion of the right to rescission or reduction. Should the rectification of defects fail despite several attempts or should a replacement unit also be afflicted with a defect for which the manufacturer is responsible, the customer shall be entitled to rescission or reduction.

When not in use also unplug the appliance from the mains. Always unplug the appliance from the mains before cleaning. Keep the product away from children or persons who have not been instructed in its use.



With the CE marking, the manufacturer or importer confirms the conformity of the product with the applicable EC directives and compliance with the "essential requirements" specified therein.



This marking on the unit means that you must not dispose of it in normal household waste at the end of its service life. Please have it disposed of by an electronic waste disposal company.



The abbreviation UKCA stands for UK Conformity Assessed. The marking is a prerequisite for the marketing of products within Great Britain.



**Warranty exclusion:** Excluded from the warranty are defects caused by forcible damage, improper operation, external force or third party modification and repair measures, such as defects caused by incorrectly dimensioned or short-circuited fuses or defects attributable to normal wear and tear. **Warranty requirement:** The warranty claim exists only in conjunction with the original proof of purchase (invoice). Therefore, keep the purchase receipt in a safe place.

If you have any problems or questions when using the system, please do not hesitate to contact us at +49 (0) 666 174 891 06 or [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de).

## LIABILITY DISCLAIMER

The product should ideally only be used after consultation with your doctor.

**Possible contraindications may include:** Decompensated heart failure, cardiac output disorders with water in the legs, inflammation of the treated areas of the body, known or suspected leg vein thrombosis, phlebitis and arterial disease, gangrene, dermatitis, arteriosclerosis or venous circulatory disorders, open, untreated or infected wounds and injuries, for leg pain, skin lesions, acute inflammation, malignant tumours, pulmonary oedema, hypertension, extensive thrombophlebitis, thrombosis or suspected thrombosis, erysipelas, severe uncontrolled hypertension, acute soft tissue trauma of the extremities, neuropathy or occlusive processes in the lymphatic drainage system.

**Purpose:** The product is designed to help you feel better and relax.

### NOTICE:

Your Reboots Product is not a medical device and is not intended for self-treatment. If you are unsure, please consult your doctor.

### MANUFACTURER:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27

36381 Schlüchtern, Germany

Telephone: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)

Web: [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

© Wellcosan GmbH 2022



## REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Merci d'avoir acheté cet appareil ! Vous aurez beaucoup de plaisir avec votre Reboots ! Si vous êtes satisfait(e) de votre Reboots, nous serions très heureux de recevoir votre recommandation.

Ce manuel contient des détails qui doivent être respectés par l'utilisateur pour éviter les dangers et utiliser l'appareil en toute sécurité.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation, les accessoires ou des suggestions, alors n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes également à votre disposition en cas de complications lors de l'utilisation du produit.

**Téléfon:** +49 (0) 666 174 891 06

**Whatsapp:** +49 (0)157 35 98 09 53

**Mail:** [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)

**Web:** [www.reboots.com](http://www.reboots.com)


**HelpDesk:** [help.reboots.com](http://help.reboots.com)

## AVANT DE COMMENCER

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir le lire si nécessaire.
- Le Reboots ne doit pas être utilisé si certains problèmes de santé se présentent. Veuillez lire attentivement la liste des contre-indications à la dernière page.



## ÉTAPE 1 : AVANT L'UTILISATION



1

### RELIEZ LE BLOC DE TUYAUX ET LES MANCHONS

Branchez les connecteurs des tuyaux dans les raccords des manchons. Veillez à ce que le tuyau le plus long soit branché sur le manchon des pieds.

Conseil: Nous vous recommandons de ne plus débrancher les connecteurs par la suite.

2

### RELIEZ LE BLOC DE TUYAUX ET LA TÉLÉCOMMANDE

Vous trouverez deux clips sur le côté du multi-connecteur. Appuyez dessus et insérez ensuite le multi-connecteur dans l'appareil.

Conseil: Veuillez insérer les petits embouts du multi-connecteur dans les orifices prévus situés au-dessus des sorties d'air.

3

### BRANCHEZ LE BLOC D'ALIMENTATION SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Branchez le bloc d'alimentation sur l'appareil et dans une prise de courant pour alimenter l'appareil.

Conseil: pour ne pas salir l'appareil, il est recommandé de porter un pantalon de jogging fin ou des collants. Vérifiez que les poches de votre pantalon sont bien vides. Fermez également complètement les fermetures à glissière des manchons afin d'éviter toute ouverture soudaine. Veillez à ne pas pincer les tuyaux pendant l'utilisation.

## ÉTAPE 2 : UTILISATION

5 Paramétrez la durée de la séance.

6 Définissez le niveau de pression.


7 Choisissez le programme.

9 Lancez la séance.

Désactivez/activez le verrouillage des boutons.

8 Personnalisez la séance grâce aux fonctions supplémentaires (voir page suivante).

4 Mettez l'appareil en marche.



## ÉTAPE 2 : UTILISATION - FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

8

1 - 12

### DÉSACTIVER LES MANCHONS

- Pour désactiver certains manchons de massage, appuyez sur le bouton numérique situé sous le manchon.
- Si le bouton numérique situé sous le manchon n'est plus allumé, cela signifie que le manchon est désactivé.

8



### RÉGLER LA PRESSION D'UN MANCHON SPÉCIFIQUE (INDIVIDUAL PRESSURE)

- Permet de régler la pression souhaitée pour chaque manchon sélectionné.
- Activez la fonction en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que tous les boutons numériques situés sous les manchons clignotent.
- Sélectionnez ensuite le manchon souhaité et réglez la pression désirée.
- Répétez les étapes avec tous les manchons souhaités.
- Pour enregistrer vos réglages, appuyez à nouveau sur le bouton en le maintenant enfoncé.
- Le symbole clignotant vous indique que la fonction a bien été activée.

8



### PARAMÉTRAGE DE LA MINUTERIE "INTERVAL" (INTERVAL)

- Permet de régler la durée de la pause entre deux périodes de massage.
- La minuterie d'intervalle commence après l'expiration de la minuterie Hold du ou des derniers manchons de l'intervalle de massage de n'importe quel programme.
- L'intervalle de temps peut être réglé de 0 à 50 s par pas de 10 s en appuyant sur le bouton.

8



### PARAMÉTRAGE LA MINUTERIE "HOLD" (HOLD)

- Maintient la pression cible dans le ou les manchons actifs pendant une période définissable
- La minuterie Hold commence lorsque la pression cible a été atteinte dans le ou les manchons.
- L'intervalle de temps peut être réglé de 0 à 5 s par pas de 1 s en appuyant sur le bouton.

## ÉTAPE 3 : LANCEMENT DU MASSAGE

### PROGRAMMES DE MASSAGE A-H:

Les manchons à air des jambières sont gonflés en fonction du programme choisi. Il en résulte un massage optimal par ondes de pression glissantes pour une sensation de détente sur les deux jambes. La durée et la pression, ainsi que toutes les fonctions supplémentaires facultatives, peuvent être modifiées même pendant le massage.



## ÉTAPE 4 : FIN ET RANGEMENT

Une fois la durée programmée écoulée ou après avoir appuyé sur l'interrupteur d'arrêt, retirez le multi-connecteur de l'appareil. Si vous ne vous sentez pas bien pendant le massage, vous pouvez aussi arrêter la séance à tout moment.

Ouvrez ensuite les manchons. Pour dégonfler rapidement les manchons à air après utilisation, appuyez avec les deux mains sur les manchons.

Les fiches grises des tubes peuvent rester branchées en permanence sur les manchons.

Pour les ranger, superposez les manchons (avec les tuyaux). Enroulez-les ensuite sans serrer.

Pour nettoyer les manchons, il suffit d'utiliser un chiffon humide et un produit nettoyant non agressif. Laissez sécher les manchons complètement.


## DÉPANNAGE

### L'AIR S'ÉCHAPPE (DE MANIÈRE AUDIBLE)

1. Vérifiez que les tuyaux et les connecteurs ne sont pas endommagés ou pincés, ce qui pourrait entraîner un blocage de l'air.
2. Vérifier que le multi-connecteur est correctement inséré dans le connecteur de la télécommande.

# DÉPANNAGE

## L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS

1. Vérifier que le bloc d'alimentation est correctement branché sur l'appareil et dans la prise de courant.
2. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, retirez la fiche d'alimentation de l'appareil. Retournez l'appareil et dévissez complètement le porte-fusible portant l'inscription « FUSE » sur la face inférieure de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Vérifiez que le fusible qui s'y trouve  est intact.
3. Si le fusible est intact, revissez-le complètement dans l'appareil et contactez notre service client. Si le fusible est endommagé, remplacez-le par un fusible neuf (à action retardée (TR), 3,15 A, 5 x 20 mm).
- 4.

## LES MANCHONS SE GONFLENT DANS LE MAUVAIS ORDRE

1. Vérifiez que le multi-connecteur est inséré dans le bon sens dans l'appareil de commande. Le multi-connecteur est correctement positionné lorsque les petits tétons du multi-connecteur se trouvent dans les encoches prévues à cet effet au-dessus des sorties d'air.

## LE BOÎTIER DE COMMANDE EST ANORMALEMENT BRUYANT

1. Un niveau sonore « inhabituellement élevé » correspond à un bruit vous empêchant de parler ou d'entendre pendant l'utilisation d'un appareil émettant un niveau sonore supérieur à 75 dB.
2. Cela peut provenir du fait que la vis de transport (qui sert à sécuriser l'appareil durant le transport) n'a pas encore été retirée. Nous l'enlevons normalement avant la livraison, mais si la vis de transport est encore présente sur votre appareil, vous pouvez facilement l'enlever vous-même.
3. Pour ce faire, ouvrez le capot situé sur la face inférieure, retirez la vis de transport et jetez-la.

## CONTENU & DÉTAILS TECHNIQUE



Boîtier de commande




Adaptateur secteur



Jambières



Kit de tuyaux multi-prises

Nombre de Programmes	8
Nombre de cellules	12
Poids [in kg]	~5
Puissance utile [in W]	78
Fréquence du secteur [in Hz]	50 / 60
Tension du secteur [in V]	AC220-240
Réglage du temps [in min]	5-99
Puissance de pompage [in l/min]	20-25
Pression [in mmHg]	30-240
Dimensions [in cm]	30 x 25 x 16
Classe de protection	II/ 
Plage de température [in °C] (relative, fonctionnement et stockage)	10-40
Humidité [in %] (relative, fonctionnement et stockage)	30-85
Fusible	T 0,315 A H

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conservez soigneusement ce mode d'emploi ! Ne démontez pas et n'incinerez pas l'appareil. Les réparations de l'appareil de commande ne doivent être effectuées que par des spécialistes autorisés par Wellcosan GmbH, sous peine de perdre la garantie. Si l'appareil est endommagé, débranchez la fiche secteur et mettez l'appareil hors tension. Débranchez également l'appareil et éteignez-le s'il est entré en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas l'appareil dans des locaux humides. Assurez-vous que l'appareil est bien stable. Ne soumettez pas le produit à des chocs ou ne les jetez pas. L'appareil ne doit pas être recouvert par d'autres objets pendant son fonctionnement. Veillez à ce que les tuyaux ne se tordent pas ou ne se plient pas pendant l'utilisation et le stockage. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (p. ex. rayons directs du soleil, radiateurs et autres). Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci doit être éteint. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

## GARANTIE

Nous accordons 24 mois sur l'appareil de commande. En cas de panne, il peut s'avérer nécessaire de renvoyer l'appareil pour le faire contrôler. Dans ce cas, veillez à ce que le carton d'expédition soit remboursé en conséquence afin d'éviter d'éventuels dommages dus au transport. Il n'est malheureusement pas possible de faire valoir la garantie pour les défauts dus à une expédition non conforme. **Conditions de garantie:** Dans la mesure où il existe une obligation légale de garantie, à l'exclusion du droit de réhabilitation ou de réduction, soit un remplacement gratuit est effectué, soit le fabricant a la possibilité de procéder à une réparation. Si, malgré plusieurs tentatives, la réparation s'avère insuffisante ou si l'appareil de remplacement présente un défaut imputable au fabricant, le client a le droit de résilier le contrat ou de demander une réduction du prix.

En cas de non-utilisation débranchez également l'appareil. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. Gardez le produit hors de portée des enfants ou des personnes qui n'ont pas été formées à son utilisation.



Avec le marquage CE, le fabricant ou l'importateur confirme la conformité du produit avec les directives CE applicables et le respect des "exigences essentielles" qui y sont définies.



Ce marquage sur l'appareil signifie que vous ne devez pas le jeter avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie. Veuillez confier l'élimination à une entreprise de recyclage de déchets électroniques.



L'abréviation UKCA signifie "UK Conformity Assessed". Ce marquage est une condition préalable à la commercialisation des produits en Grande-Bretagne.



**Exclusion de la garantie:** sont exclus de la garantie les défauts causés par un endommagement violent, une utilisation non conforme, une action violente de l'extérieur ou par des modifications et des mesures de réparation prises par des tiers, comme par exemple les défauts dus à des fusibles mal dimensionnés ou court-circuités ou les défauts dus à l'usure normale.

**Condition de garantie:** le droit à la garantie n'existe qu'en relation avec le justificatif d'achat original (facture). Conservez donc soigneusement la preuve d'achat.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'utilisation du système, nous sommes à votre disposition au numéro +49 (0) 666 174 891 06 ou [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de).



## LIABILITY DISCLAIMER

N'utilisez le produit de manière optimale qu'après avoir consulté votre médecin.

### Les contre-indications possibles peuvent être les suivantes:

Insuffisance cardiaque décompensée, troubles du débit cardiaque avec présence d'eau dans les jambes, inflammations des parties du corps traitées, thromboses veineuses des jambes connues ou suspectées, phlébite et maladies artérielles, gangrène, dermatite, artériosclérose ou troubles de la circulation veineuse, plaies et blessures ouvertes, non traitées ou infectées, en cas de douleurs dans les jambes, de lésions cutanées, d'inflammations aiguës, de tumeurs malignes, d'œdème pulmonaire, d'hypertension, de thrombophlébite étendue, de thrombose ou de suspicion de thrombose, d'érysipèle, d'hypertension sévère non contrôlée, de traumatisme aigu des parties molles des extrémités, de neuropathie ou de processus occlusifs dans la zone de drainage lymphatique.

**Objectif:** Le produit Reboots doit vous aider à vous sentir mieux et à vous détendre.

### AVERTISSEMENT:

Reboots n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à l'auto-traitement. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

### FABRICANT:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27

36381 Schlüchtern, Allemagne

Téléfon: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)

Web: [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

© Wellcosan GmbH 2022



## OBSERVACIÓN PRELIMINAR

**¡Felicidades por la compra de este dispositivo!** ¡Disfrutará mucho de su Reboots! Si está satisfecho con su Reboots, esperamos su recomendación.

Estas instrucciones contienen detalles que el usuario debe tener en cuenta para evitar peligros y utilizar el dispositivo de forma segura.

Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación, accesorios o sugerencias, ¡no dude en ponerse en contacto con nosotros! También estamos a su disposición si tiene alguna complicación al utilizar el producto.

**Teléfono:** +49 (0) 666 174 891 06

**Whatsapp:** +49 (0)157 35 98 09 53

**Mail:** [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)


**Web:** [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

**HelpDesk:** [help.reboots.com](http://help.reboots.com)

### ANTES DE EMPEZAR

- Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el dispositivo.
- Guarde estas instrucciones de funcionamiento para futuras consultas.
- Reboots no se puede utilizar en determinadas condiciones de salud. Lea atentamente la lista de contraindicaciones de la última página.

## PASO 1: ANTES DE LA APLICACIÓN



1

### CONECTAR EL JUEGO DE TUBOS CON LOS MANGUITOS

Fije los conectores de los tubos a los conectores de los manguitos. Asegúrese de que el tubo más largo se dirija a la cámara en la base.

**Consejo:** Se recomienda no volver a soltar las conexiones de las partes.

2

### CONECTAR EL JUEGO DE TUBOS CON LA UNIDAD DE CONTROL

En el lateral del conector múltiple se encuentran dos clips. Presione los clips y conecte el conector múltiple a la unidad.

**Consejo:** Inserte las pequeñas boquillas del conector múltiple en los orificios correspondientes por encima de las salidas de aire.

3

### CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON LA UNIDAD DE CONTROL

Conecte la fuente de alimentación tanto a la unidad como a una toma de corriente, para asegurar el suministro de energía.

**Tip:** Consejo: para protección contra suciedades, se recomienda usar pantalones de deporte o piratas de tejido liviano. Vacíe el contenido de los bolsillos de sus pantalones. Cierre completamente la cremallera de los manguitos para evitar que se abran por error. Tenga cuidado de no doblar los tubos durante el uso.

## PASO 2: EMPLEO

5 Configure el tiempo de empleo.

6 Configure el nivel de presión.


7 Configure el programa.

9 Inicie el funcionamiento.

Active/desactive el bloqueo de las teclas.

8 Personalice el empleo utilizando las funciones adicionales (ver página siguiente).

4 Encienda la unidad.



## PASO 2: EMPLEO, FUNCIONES ADICIONALES

8

1 - 12

### DESACTIVAR LAS CÁMARAS

- Para excluir del masaje una cámara por separado, presione la tecla numérica debajo de la cámara.
- La cámara estará desactivada cuando deje de brillar la tecla numérica debajo de la cámara.

8



### CONFIGURAR LA PRESIÓN DE LA CÁMARAS POR SEPARADO (INDIVIDUAL PRESSURE)

- Configure la presión deseada para cada cámara seleccionada.
- Para activar la función, pulse la tecla hasta que parpadeen todas las teclas numéricas debajo de las cámaras.
- Luego seleccione la cámara deseada y establezca la presión objetivo.
- Repita los pasos para cada cámara que desee configurar.
- Para guardar su configuración, pulse nuevamente la tecla y manténgala presionada unos segundos.
- El parpadeo del ícono indica que la función se ha activado con éxito.

8



### CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DE INTERVALO (INTERVAL)

- Establece la duración de la pausa entre dos intervalos de masaje.
- El temporizador de intervalo comienza después de que haya finalizado el temporizador de espera de la(s) última(s) cámara(s) del intervalo de masaje de cualquier programa.
- Al presionar una tecla se puede configurar la duración de 0 a 50 s, en incrementos de 10 s.

8



### CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DE ESPERA (HOLD)

- Mantiene la presión objetivo en la(s) cámara(s) activa(s) durante un período de tiempo que puede establecerse.
- El temporizador de espera comienza cuando se alcanza la presión objetivo de la(s) cámara(s).
- Al presionar un botón se puede configurar la duración de 0 a 50 s, en incrementos de 10 s.

## PASO 3: DISFRUTAR DEL MASAJE

### PROGRAMAS DE MASAJE A-H:

Las cámaras de aire de los manguitos de las piernas se inflan de acuerdo al programa seleccionado. Esto genera un masaje de ondas de presión de deslizamiento óptimo para una sensación relajante en ambas piernas. Durante el masaje se puede cambiar la duración, la presión y todas las funciones adicionales opcionales.



## PASO 4: FINALIZACIÓN Y DESMONTAJE

Una vez transcurrido el tiempo establecido o tras presionar el interruptor de apagado, extraiga de la unidad el conector múltiple. Si no se siente bien durante el masaje, puede interrumpir y finalizar su uso en cualquier momento.

Abra los manguitos. Para desinflar rápidamente las cámaras de aire luego del uso, presiónelas utilizando las dos manos.

Los conectores de color gris de los manguitos de los tubos pueden permanecer permanentemente conectados al manguito.

Coloque los manguitos (incluidos los tubos) uno encima del otro para su almacenamiento. Luego enróllelos sin aplicar presión.

Para limpiar los manguitos, utilice un paño humedecido y detergente suave. Deje que los manguitos se sequen completamente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


### SE ESCAPA AIRE (AUDIBLE)

1. Verifique los tubos y los conectores en busca de daños o torceduras que pudieran causar un cúmulo de aire.
2. Verifique que el conector múltiple esté correctamente colocado en la conexión de la unidad de control.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## LA UNIDAD NO ENCIENDE

1. Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la unidad y a la toma de corriente.
2. Si aún no enciende la unidad, desconecte de la unidad el cable de alimentación. Voltee la unidad y desenrosque completamente con un destornillador el portafusibles con la leyenda "FUSE", que se encuentra sobre la parte inferior de la unidad. Verifique si el fusible en el interior está  intacto.
3. Si el fusible está intacto, vuelva a enroscarlo por completo a la unidad y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Si el fusible está dañado, reemplácelo con un fusible de alambre fino convencional (de acción lenta; 3,15 A; 5 x 20 mm).

## LOS MANGUITOS SE INFLAN EN LA SECUENCIA INCORRECTA

1. Asegúrese de que el conector múltiple esté conectado al controlador en la dirección correcta. El conector múltiple está correctamente colocado cuando las pequeñas boquillas del mismo se encuentran en los orificios correspondientes por encima de las salidas de aire.

## LA UNIDAD DE CONTROL HACE DEMASIADO RUIDO

1. Se considera que hace demasiado ruido cuando el usuario no puede conversar o relajarse durante el uso, o bien cuando el volumen de la unidad es superior a 75 dB.
2. La causa de esto puede ser que la unidad aún conserve el tornillo que se utiliza para asegurarla durante el transporte. Si su dispositivo todavía conserva un tornillo de transporte, los cuales normalmente se quitan antes de la entrega, usted mismo puede fácilmente quitarlo.
3. Para hacerlo, abra la cubierta por la parte inferior, retire el tornillo de transporte y deséchelo.

## CONTENIDO & DETALLES TÉCNICOS



Unidad de control




Fuente de alimentación



Manguitos de las piernas



Juego de tubos y enchufes múltiples

Número de programas	8
Número de cámaras	12
Peso [in kg]	~5
Potencia [in W]	78
Frecuencia de red [in Hz]	50 / 60
Tensión de alimentación [in V]	AC220-240
Temporizador [in min]	5-99
Capacidad de bombeo [in l/min]	20-25
Capacidad de presión [in mmHg]	30-240
Dimensiones [in cm]	30 x 25 x 16
Clase de protección	II/ 
Rango de Temperatura [in °C] (operación & almacenamiento)	10-40
Humedad [in %] (relativa, operación & almacenamiento)	30-85
Fusible	T 0,315 A H

# AVISOS DE SEGURIDAD

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro! No desmonte ni queme la unidad. Las reparaciones de la unidad de control sólo pueden ser realizadas por especialistas autorizados por Wellcosan GmbH, de lo contrario la garantía puede quedar anulada. En caso de daños en el aparato, desenchúfelo y apáguelo. Desconecte también el enchufe de la red y apáguelo si el aparato ha entrado en contacto con agua u otros líquidos. No utilice el aparato en habitaciones húmedas. Asegúrese de que la unidad está bien colocada. No someta el producto a golpes ni los lance. La unidad no debe ser cubierta por otros objetos durante su funcionamiento. Asegúrese de que las mangueras no se retuerzan ni se doblen durante su uso y almacenamiento. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor (por ejemplo, luz solar directa, radiadores y otros). Cuando no esté utilizando el aparato, éste debe estar apagado. La unidad se apaga sola después de 10 minutos de inactividad.

## GARANTÍA

Concedemos 24 meses a la unidad de control. En caso de mal funcionamiento, puede ser necesario enviar la unidad para su inspección. Por favor, asegúrese de que la caja de envío está adecuadamente acolchada para evitar posibles daños en el transporte. Lamentablemente, no se pueden hacer reclamaciones de garantía por defectos que se deban a un envío inadecuado. **Condiciones de la garantía:** En la medida en que exista una obligación legal de proporcionar una garantía, se proporcionará una sustitución gratuita o se dará al fabricante la oportunidad de rectificar el defecto, con exclusión del derecho de rescisión o reducción. Si la subsanación de los defectos fracasa a pesar de varios intentos o si una unidad de reemplazo también está afectada por un defecto del que es responsable el fabricante, el cliente tendrá derecho a la rescisión o reducción.

Cuando no se utilice desenchufe también el aparato de la red eléctrica. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños o de las personas que no hayan sido instruidas en su uso.



Con el marcado CE, el fabricante o importador confirma la conformidad del producto con las directivas comunitarias aplicables y el cumplimiento de los "requisitos esenciales" especificados en ellas.



Esta marca en la unidad significa que no debe desecharla con los residuos domésticos normales al final de su vida útil. Por favor, haga que una empresa de eliminación de residuos electrónicos lo elimine.



La abreviatura UKCA significa "UK Conformity Assessed". El marcado es un requisito previo para la comercialización de productos en Gran Bretaña.



**Exclusión de la garantía:** Quedan excluidos de la garantía los defectos causados por daños forzados, funcionamiento incorrecto, fuerza externa o modificación de terceros y medidas de reparación, como los defectos causados por fusibles mal dimensionados o cortocircuitados o los defectos atribuibles al desgaste normal. **Requisito de la garantía:** La reclamación de la garantía sólo existe junto con el comprobante de compra original (factura). Por lo tanto, guarde el recibo de compra en un lugar seguro.

Si tiene algún problema o pregunta al utilizar el sistema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el número +49 (0) 666 174 891 06 o en [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de).

## AVISO DE RESPONSABILIDAD

Lo ideal es utilizar el producto sólo después de consultar con su médico.

**Las posibles contraindicaciones pueden ser:** Insuficiencia cardíaca descompensada, trastornos del gasto cardíaco con agua en las piernas, inflamación de las zonas del cuerpo tratadas, trombosis venosa de las piernas conocida o sospechada, flebitis y enfermedad arterial, gangrena, dermatitis, arteriosclerosis o trastornos circulatorios venosos, heridas y lesiones abiertas, no tratadas o infectadas, en caso de dolor en las piernas, lesiones cutáneas, inflamación aguda, tumores malignos, edema pulmonar, hipertensión, tromboflebitis extensa, trombosis o sospecha de trombosis, erisipela, hipertensión severa no controlada, traumatismo agudo de tejidos blandos de las extremidades, neuropatía o procesos oclusivos en el sistema de drenaje linfático.

**Objetivo:** El producto está diseñado para ayudarle a sentirse mejor y a relajarse.

### ADVERTENCIA:

Reboots no es un dispositivo médico y no está destinado al autotratamiento. Si no está seguro, consulte a su médico.

### FABRICANTE:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27

36381 Schlüchtern, Allemagne

Teléfono: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)

Web: [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

© Wellcosan GmbH 2022

# ISTRUZIONI PER L'USO

**REBOOTS** **ONE** **PRO**



ITALIANO

# PREFAZIONE

**Congratulazioni per aver acquistato questo dispositivo!** Il tuo Reboots ti renderà assai felice! Se sei soddisfatto di questo dispositivo, saremmo lieti di ricevere un tuo riscontro in merito.

Queste istruzioni contengono dettagli di rilievo indirizzati all'utente, al fine di prevenire rischi e utilizzare il dispositivo in modo sicuro.

Se hai suggerimenti o domande in merito all'uso o agli accessori, non esitare a contattarci! Inoltre, siamo a tua completa disposizione in caso di inconvenienti eventualmente occorsi durante l'utilizzo del prodotto.

**Telefono:** +49 (0) 666 174 891 06

**Whatsapp:** +49 (0)157 35 98 09 53

**Mail:** [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)


**Web:** [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

**HelpDesk:** [help.reboots.com](http://help.reboots.com)

## PRIMA DI INIZIARE

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggi attentamente le istruzioni per l'uso.
- Conserva queste istruzioni per l'uso per consultazioni future
- Il dispositivo Reboots non può essere utilizzato in presenza di determinate condizioni di salute. Leggi attentamente l'elenco controindicazioni nell'ultima a pagina.

## PASSAGGIO N° 1: PRIMA DELL'USO



1

### COLLEGARE IL SET DI TUBI FLESSIBILI E I POLSINI

Collegare i connettori dei tubi flessibili ai polsini. Assicurarsi che il tubo flessibile più lungo sia collegato alla camera posta alla base.

**Suggerimento:** Si consiglia di non staccare i connettori.

2

### COLLEGARE IL SET DI TUBI FLESSIBILI E L'UNITÀ DI CONTROLLO

Sono presenti due clip sul lato della presa multipla. Premere le clip, dopodiché inserire la presa multipla nel dispositivo.

**Suggerimento:** Inserire i piccoli raccordi della presa multipla nelle aperture sopra le uscite dell'aria.

3

### COLLEGARE L'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE ALL'UNITÀ DI CONTROLLO

Collegare l'adattatore di alimentazione sia al dispositivo che a una presa di corrente per garantire l'alimentazione elettrica.

**Suggerimento:** Per proteggersi dalle impurità, si consiglia di indossare pantaloni da jogging o leggings. Prestare attenzione alle tasche vuote. Chiudere completamente le cerniere dei polsini per evitare aperture improvvise. Evitare di piegare il tubo flessibile durante l'uso.

## PASSAGGIO N° 2: FUNZIONAMENTO

5 Impostare la durata della sessione.

6 Impostare il livello di pressione.


7 Impostare il programma.

9 Avviare la sessione.

Abilitare/disabilitare il blocco tasti.

8 Personalizzare la sessione utilizzando le funzioni aggiuntive (vedere pagina successiva).

4 Accendere il dispositivo.





## PASSAGGIO N° 2: FUNZIONAMENTO - FUNZIONI AGGIUNTIVE

8

1 - 12

### DISATTIVAZIONE DELLE CAMERE

- Per escludere una o più camere dal massaggio, premere il tasto posto al di sotto della camera.
- Non appena il tasto numerico si spegne, la camera viene disattivata.

8



### IMPOSTAZIONE DELLA PRESSIONE DELLA CAMERA SEPARATA (INDIVIDUAL PRESSURE)

- Imposta la pressione target desiderata per ciascuna camera selezionata.
- Attivare la funzione premendo il tasto finché tutti i tasti numerici collocati al di sotto delle camere non iniziano a lampeggiare.
- Quindi, selezionare la camera desiderata e impostare la pressione target.
- Ripetere i passaggi con ciascuna camera desiderata.
- Per salvare le impostazioni, tenere nuovamente premuto il tasto.
- L'icona lampeggiante indica che la funzione è stata attivata correttamente.

8



### INTERVALLO - IMPOSTAZIONE DEL TIMER (INTERVAL)

- Imposta il tempo di pausa tra due intervalli.
- Il timer si avvia dopo la scadenza del timer di mantenimento dell'ultima/delle ultime camera/e dell'intervallo di massaggio di qualsiasi programma.
- Il tempo può essere impostato da 0 a 50 secondi con incrementi di 10 secondi premendo un tasto.

8



### MANTENIMENTO - IMPOSTAZIONE DEL TIMER (HOLD)

- Mantiene la pressione target nelle camere attive per un periodo di tempo definibile
- Il timer di mantenimento si avvia quando le camere raggiungono la pressione target.
- Il tempo può essere impostato da 0 a 5 secondi con incrementi di 1 secondo premendo un tasto.

## PASSAGGIO N° 3: MASSAGGIO

### PROGRAMMI A-H:

Il riempimento delle camere d'aria dei gambali avviene in base al programma selezionato. Un massaggio a onde pressorie crea un effetto "sfioramento" per una sensazione rilassante su entrambe le gambe. Durante il massaggio è inoltre possibile modificare la durata e la pressione, nonché tutte le funzioni aggiuntive opzionali.



## PASSAGGIO N° 4: SPEGNIMENTO E SMONTAGGIO

Trascorso il tempo impostato o dopo aver premuto il tasto di spegnimento, estrarre la presa multipla dal dispositivo. Se non ci si sente a proprio agio durante il massaggio, è possibile interrompere il funzionamento dell'apparecchio in qualsiasi momento.

Quindi, aprire i polsini. Per sgonfiare rapidamente le camere d'aria dopo l'uso, premere sulle camere d'aria con entrambe le mani.

I connettori grigi dei polsini possono rimanere collegati in modo permanente al bracciale.

Posizionare i polsini (compresi i tubi flessibili) uno sopra l'altro prima di riporli. Quindi, arrotolarli senza stringerli.

Per pulire i polsini è sufficiente un panno inumidito con un detergente delicato. Lasciare asciugare i polsini.


## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### FUORIUSCITA DELL'ARIA

1. Controllare che i tubi flessibili e i connettori non siano danneggiati o attorcigliati.
2. Verificare che la presa multipla sia correttamente inserita all'unità di controllo.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## IL DISPOSITIVO NON SI ACCENDE

1. Controllare se la spina di alimentazione è inserita correttamente nell'apparecchio e nella presa.
2. Se il dispositivo continua a non accendersi, scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo. Capovolgere il dispositivo e svitare con un cacciavite il portafusibili etichettato "FUSE" alla base del dispositivo. Controllare se il fusibile all'interno  è integro.
3. Se il fusibile è integro, riavvitarlo completamente nel dispositivo e contattare il nostro servizio clienti. Se il fusibile è danneggiato, sostituirlo con un fusibile a filo sottile disponibile in commercio (ritardato (TR); 3,15 A; 5x20 mm).

## I POLSINI SI GONFIANO NELLA SEQUENZA ERRATA

1. Assicurarsi che la presa multipla sia collegata all'unità di controllo con l'orientamento corretto. La presa multipla è posizionata correttamente quando i raccordi si trovano nelle aperture poste sopra le uscite dell'aria.

## L'UNITÀ DI CONTROLLO È ECCESSIVAMENTE RUMOROSA

1. "Eccessivamente rumorosa" significa che non è possibile parlare con un tono di voce normale, rilassarsi durante l'uso o che il dispositivo produce un livello di rumore superiore a 75 dB.
2. La causa potrebbe essere dovuta al fatto che la vite di trasporto, atta a garantire il fissaggio durante il trasporto, non sia stata ancora rimossa. Di solito, la vite di trasporto viene rimossa prima della consegna; in ogni caso, qualora fosse ancora presente, è possibile rimuoverla autonomamente.
3. A tale scopo, aprire il coperchio sul lato inferiore, rimuovere la vite di trasporto e gettarla tra i rifiuti.

## CONTENUTI & DATA TECNICI



Dispositivo




Alimentatore



Cavigliere



Set caricatore a più prese

Programma	8
Numero di camere	12
Peso [in kg]	~5
Potenza di uscita [in W]	78
Frequenza di rete [in Hz]	50 / 60
Tensione di rete [in V]	AC220-240
Impostazione della durata [min]	5-99
Capacità di pompaggio [in l/min]	20-25
Pressione [in mmHg]	30-240
Dimensioni [in cm]	30 x 25 x 16
Classe di protezione	II/ 
Intervallo di temperatura [in °C] (Funzionamento e immagazzinamento)	10-40
Umidità [in %] (Relative, Operazione & Conservazione)	30-85
Fusibile	T 0,315 A H

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro! Non smontare o bruciare l'unità. Le riparazioni dell'unità di controllo possono essere effettuate solo da specialisti autorizzati da Wellcosan GmbH, altrimenti la garanzia può essere annullata. In caso di danni all'apparecchio, estrarre la spina di rete e spegnere l'apparecchio. Scollegare anche la spina di rete e spegnerla se l'unità è entrata in contatto con acqua o altri liquidi. Non usare l'unità in stanze umide. Assicurarsi che l'unità sia posizionata in modo sicuro. Non sottoporre il prodotto a urti o lanciari. L'unità non deve essere coperta da altri oggetti durante il funzionamento. Assicuratevi che i tubi non si attorciglino o si attorciglino durante l'uso e lo stoccaggio. Tenere l'unità lontano da fonti di calore (ad esempio, luce solare diretta, radiatori e altri). Quando non si utilizza l'unità, questa deve essere spenta. L'unità si spegne dopo 10 minuti di inattività.

## GARANZIA

Garantiamo 24 mesi sull'unità di controllo. In caso di malfunzionamento, potrebbe essere necessario inviare l'unità per un controllo. In questo caso, assicuratevi che il cartone di spedizione sia adeguatamente imbottito per evitare possibili danni di trasporto. Sfortunatamente, nessun reclamo in garanzia può essere fatto per difetti che sono dovuti ad una spedizione impropria. **Condizioni di garanzia:** Nella misura in cui c'è un obbligo legale di garanzia, o viene fornita una sostituzione gratuita o viene data al produttore la possibilità di rettificare il difetto, ad esclusione del diritto di rescissione o riduzione. Se l'eliminazione dei difetti fallisce nonostante diversi tentativi o se anche un'unità sostitutiva è afflitta da un difetto di cui è responsabile il produttore, il cliente ha diritto alla rescissione o alla riduzione.

Quando non è in uso scollegare anche l'apparecchio dalla rete. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete prima della pulizia. Tenere il prodotto lontano dai bambini o da persone che non sono state istruite sul suo uso.



Con il marchio CE, il produttore o l'importatore conferma la conformità del prodotto con le direttive CE applicabili e il rispetto dei "requisiti essenziali" ivi specificati.



Questo marchio sull'apparecchio significa che non dovete smaltirlo nei normali rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Si prega di farlo smaltire da una società di smaltimento di rifiuti elettronici.



L'abbreviazione UKCA sta per UK Conformity Assessed. Il marchio è un prerequisito per la commercializzazione dei prodotti in Gran Bretagna.



**Esclusione della garanzia:** Sono esclusi dalla garanzia i difetti causati da danni forzati, funzionamento improprio, forza esterna o modifiche e misure di riparazione di terzi, come i difetti causati da fusibili non correttamente dimensionati o in cortocircuito o i difetti attribuibili alla normale usura. **Requisito della garanzia:** la richiesta di garanzia esiste solo insieme alla prova d'acquisto originale (fattura). Pertanto, conservate la ricevuta d'acquisto in un luogo sicuro.

Se avete problemi o domande durante l'utilizzo del sistema, non esitate a contattarci al +49 (0) 666 174 891 06 o [halle@reboots.de](mailto:halle@reboots.de).

## INDICAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'ideale sarebbe utilizzare il prodotto Reboots solo dopo aver consultato il proprio medico.

### Le possibili controindicazioni possono includere:

Insufficienza cardiaca scompensata, disturbi della gittata cardiaca con acqua nelle gambe, infiammazione delle aree del corpo trattate, trombosi delle vene delle gambe nota o sospetta, flebite e malattia arteriosa, gangrena, dermatite, arteriosclerosi o disturbi circolatori venosi, ferite e lesioni aperte, non trattate o infette, per dolore alle gambe, lesioni cutanee, infiammazioni acute, tumori maligni, edema polmonare, ipertensione, tromboflebite estesa, trombosi o sospetta trombosi, erisipela, ipertensione grave non controllata, trauma acuto dei tessuti molli delle estremità, neuropatia o processi occlusivi nel sistema di drenaggio linfatico.

**Destinazione d'uso:** Reboots è progettato per aiutarti a sentirti meglio e a rilassarti.

### NOTA:

Reboots no es un dispositivo médico y no está destinado al autotratamiento. Si no está seguro, consulte a su médico.

### FABBRICANTE:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27  
36381 Schlüchtern, Germania

Telefono: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: [hallo@reboots.de](mailto:hallo@reboots.de)

Web: [www.reboots.com](http://www.reboots.com)

© Wellcosan GmbH 2022